



## Conversion d'unités de contenance

**Exercice n°1 :** Compléter les cases manquantes du tableau de conversion ci-dessous et convertir les nombres.

							1500 mL = ..... cL
							850 mL = ..... dL
							2,5 L = ..... mL
							0,75 L = ..... dL
							3,2 daL = ..... mL
							4500 mL = ..... kL
							7,5 cL = ..... mL
							0,6 hL = ..... dL
							125 mL = ..... L
							0,03 L = ..... cL
							8 daL = ..... L
							6,4 cL = ..... dL
							250 mL = ..... daL
							0,09 daL = ..... mL
							1800 mL = ..... cL

**Exercice n°2 :** Convertir les longueurs suivantes.

0,2 hL = ..... mL	0,06 L = ..... mL
12 L = ..... dL	900 mL = ..... daL
4,5 cL = ..... L	0,002 hL = ..... cL
3,6 daL = ..... hL	7,2 cL = ..... hL
3200 mL = ..... kL	1,25 L = ..... kL
0,005 L = ..... cL	98 mL = ..... cL
15 cL = ..... daL	0,0435 kL = ..... dL
0,4 hL = ..... L	2,3 L = ..... dL
0,7 mL = ..... dL	0,0059 kL = ..... dL
2,8 daL = ..... cL	3250 cL = ..... L



## Conversion d'unités de contenance

### Correction

**Exercice n°1 :** Compléter les cases manquantes du tableau de conversion ci-dessous et convertir les nombres.

kl	hl	dal	l	dl	cl	ml	
			1	5	0	<del>0</del>	1500 mL = 150 cL
				8,	5	<del>0</del>	850 mL = 8,5 dL
			2,	5	0	0	2,5 L = 2500 mL
			<del>0</del>	7,	5		0,75 L = 7,5 dL
		3	2	0	0	0	3,2 daL = 32 000 mL
0,	0	0	4	5	<del>0</del>	<del>0</del>	4500 mL = 0,0045 kL
					7	5	7,5 cL = 75 mL
	<del>0</del>	6	0	0			0,6 hL = 600 dL
			0,	1	2	5	125 mL = 0,125 L
			<del>0</del>	<del>0</del>	3		0,03 L = 3 cL
		8	0				8 daL = 80 L
				0,	6	4	6,4 cL = 0,64 dL
		0,	0	2	5	<del>0</del>	250 mL = 0,025 daL
		<del>0</del>	<del>0</del>	9	0	0	0,09 daL = 900 mL
			1	8	0	<del>0</del>	1800 mL = 180 cL

**Exercice n°2 :** Convertir les longueurs suivantes.

0,2 hL = 20 000 mL	0,06 L = 60 mL
12 L = 120 dL	900 mL = 0,09 daL
4,5 cL = 0,045 L	0,002 hL = 20 cL
3,6 daL = 0,36 hL	7,2 cL = 0,000 72 hL
3200 mL = 0,0032 kL	1,25 L = 0,00125 kL
0,005 L = 0,5 cL	98 mL = 9,8 cL
15 cL = 0,015 daL	0,0435 kL = 435 dL
0,4 hL = 40 L	2,3 L = 23 dL
0,7 mL = 0,007 dL	0,0059 kL = 59 dL
2,8 daL = 2 800 cL	3250 cL = 32,5 L